

# Allgemeine Hinweise zur Einsendung von Probenmaterial für immunologische Untersuchungen

## Allgemeines

Einsendungen von Probenmaterial für immunologische Untersuchungen sollten im Begleitschreiben folgende Angaben enthalten:

- **Patientenname und -geburtsdatum**
- **Geschlecht**
- **Aktuelle Fallnummer**
- **Art der Probe, Entnahmedatum, Entnahmezeit**
- **Wichtige klinische Angaben**
- **Angeforderte Untersuchungen**
- **Einsender mit Arztname und Telefonnummer**
- **Verrechnungsart**

## Verpackung der Proben

Primärproben in kleine Transporttüten verpacken und danach gemeinsam mit den Verordnungsscheinen in schwarze (!)\* Versandtüten geben.

\*Schutz der persönlichen Angaben zum Patienten auf dem Verordnungsschein

## Serologische Antikörpernachweise

Eine Serummonovette (> 2 ml) ist in der Regel für alle Antikörpernachweise ausreichend. Lagerung bei 4°C.

## Lymphozytendifferentialanalyse

Frisches EDTA-Blut (2,7 ml), nicht älter als 24 h, gelagert bei Raumtemperatur.

**Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 09:00 h bis 17:00 h**

**Auskunft, Lob oder Beschwerde: 0931/201-49969 oder 201-49169**