

Allgemeine Hinweise zur Einsendung von Probenmaterial für immunologische Untersuchungen

Allgemeines

Einsendung von Probenmaterial ausschließlich nach **elektronischer Anforderung über Lauris**

Verpackung der Proben

Primärproben in kleine Transporttüten verpacken und in schwarze (!)* Versandtüten geben.

*Schutz der persönlichen Angaben zum Patienten

Serologische Antikörpernachweise

Eine Serummonovette (> 2 ml) ist in der Regel für alle Antikörpernachweise ausreichend. Lagerung bei 4°C.

Lymphozytendifferentialanalyse

Frisches EDTA-Blut (2,7 ml) muss **am Abnahmetag** im Labor eintreffen (Transport/Lagerung bei Raumtemperatur).

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 09:00 h bis 17:00 h

Auskunft, Lob oder Beschwerde:

Tel: 0931/201-49969 oder 201-49169

Mail: virusdiagnostik-qmb@uni-wuerzburg.de